



REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANZARO
UNITA' OPERATIVA DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Direttore: Dott.ssa Rosa Anna Leone

Tel. 0968/208761 – Fax 0968/463113

Schema di preparazione e norme da rispettare per l' idoneità del campione di ESPETTORATO per la ricerca di Micobatteri (BK) Codici da utilizzare

- Utilizzare contenitori monouso di plastica sterili e con tappo a vite.
- La raccolta dei campioni deve essere effettuata prima dell'inizio della terapia antibiotica, lontano dall'assunzione di cibo.
- Il campione deve essere inviato il più rapidamente possibile (al massimo entro due ore); ove non fosse possibile, conservarlo a + 4° C per non oltre 4 giorni.
- Ogni campione deve riportare, oltre i dati anagrafici del paziente, la data e l'ora in cui è stato effettuata la raccolta.
- Raccogliere il campione di espettorato *al mattino* direttamente nel *contenitore sterile*, nella quantità di almeno 5-10 ml.
- Raccogliere **3 campioni, in 3 giorni consecutivi**.
- Si considerano non idonei i campioni che presentano una eccessiva presenza di saliva.
- E' possibile consegnare tutti e tre i campioni contemporaneamente, se mantenuti a + 4° C.
- Sull'**impegnativa**: indicare gli *esami* con i relativi *codici*, specificando “*per n. 3 campioni*”.

ESAMI da trascrivere sull'impegnativa	Codice Accettazione	Codice SSN
MICOBATTERI: esame colturale espettorato	M553	91.02.3
MICOBATTERI: Ricerca microscopica nell'espettorato (Ziehl-Neelsen)	M552	91.02.4
MYCOBACTERIUM T C: Ricerca diretta DNA nell'espettorato	M568	91.02.1