



REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANZARO
UNITA' OPERATIVA DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Direttore: Dott.ssa Rosa Anna Leone

Tel. 0968/208761 – Fax 0968/463113

Schema di preparazione e norme da rispettare per l' idoneità del campione di URINA per la ricerca di Micobatteri (BK) Codici da utilizzare

- Utilizzare contenitori monouso di plastica sterili e con tappo a vite.
- La raccolta dei campioni deve essere effettuata prima dell' inizio della terapia antibiotica.
- Il campione deve essere inviato il più rapidamente possibile (al massimo entro due ore); ove non fosse possibile, conservarlo a + 4° C per non oltre 4 giorni.
- Ogni campione deve riportare, oltre i dati anagrafici del paziente, la data e l' ora in cui è stata effettuata la raccolta.
- Il paziente prima di procedere alla raccolta deve effettuare un accurato lavaggio dei genitali esterni.
- E' necessario raccogliere la **prima urina del mattino, compreso il primo getto** (non avere urinato almeno nelle ultime tre ore) direttamente nel **contenitore sterile**.
- Raccogliere **3 campioni di urine in 3 giorni consecutivi**
- E' possibile consegnare tutti e tre i campioni contemporaneamente, se mantenuti a + 4° C.
- Sull' **impegnativa**: indicare gli **esami** con i relativi **codici**, specificando "**per n. 3 campioni**".

ESAMI da trascrivere sull' impegnativa	Codice Accettazione	Codice SSN
MICOBATTERI: Esame colturale Urina	M549	91.02.3
MICOBATTERI: Ricerca microscopica nelle Urine (Ziehl-Neelsen)	M550	91.02.4
MYCOBACTERIUM T C: Ricerca diretta DNA nell' Urina	M567	91.02.1